



ファーマパッケージング事業部 技術営業部

本社ビル

〒531-8510 大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番3号 TEL:06(6375)6706(ダイヤルイン) FAX:06(6371)7238

東京ビル

〒113-0033 東京都文京区本郷4丁目3番4号 TEL:03(5684)5611 FAX:03(5684)5610 PharmaPackaging Division Technical Sales Department

Head Office

3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku, Osaka 531-8510, Japan TEL:+81-(0)6-6375-6706 FAX:+81-(0)6-6371-7238

Tokyo Office

4-3-4, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan TEL:+81-(0)3-5684-5611 FAX:+81-(0)3-5684-5610

G1-1000-1806-E





製剤調製デバイス

Drug reconstitution device

よりシンプルに、より安全に。 医薬品に最適なデバイスをご提供します。

We supply medical devices optimal for pharmaceuticals to make a reconstitution procedure simpler and safer.



製剤の製品価値を高め、 プロダクトライフサイクルと販売戦略に貢献します。

Our products will enhance commercial values of your products and thereby, extend their life cycles and contribute to implementation of marketing strategy.











01

様々な医薬品の調製・投与方法に合わせた デバイスをラインナップ

We supply devices tailored for reconstitution and administration of various pharmaceuticals.

製剤調製デバイス Drug reconstitution devices



誤使用・操作ミスを防止

セーフテクト[®]プレフィルドシリンジ (溶解移注針付きPFS)

Prevention of misuse and mishandling

SAFETECT® pre-filled syringe (PFS with transfusion needle)



1つのデバイスで製剤調製から投与まで対応

TWISTSHOT® (注射針付き移注針)

-- P05-06

P05-06

A single device for all steps from drug reconstitution to administration

TWISTSHOT®

(transfusion needle with injection needle)



注射とは異なる新たな投与方法を実現

噴霧投与デバイス

P07-08

P07-08

A newly developed administration method different from injection

Nasal and Oral Spray



シングルアクションで製剤調製から投与まで可能

ダブルチャンバーシリンジ

Single action covers all steps from drug reconstitution to administration

Dual chamber pre-filled syringe

血液製剤

Blood products

抗生物質 Antibiotics 抗がん剤

Anti-cancer drugs

ワクチン Vaccines

General drugs

一般製剤



シンプルな操作でバイアル製剤同士を接続

トランスファーニードル (溶解液注入針)

P09-10

Vial-to-vial connection through simple procedures

Transfer needle



シリンジとバイアル製剤を安全につなぐ

ツートック®

P09-10

Safe syringe-to-vial connection

Two Tock®



バイアル製剤の溶解からシリンジ吸引まで対応

スリートック®

--- P09-10

Devices used for all steps from drug dissolution in a vial to drawing of dissolved solution into a syringe

Three Tock®

採用事例

Examples of Use

P11-12

P13

P14

その他関連製品

(フィルトラン / ろ過フィルター付き移注針 / セーフィルター® PSVセット)

Related products

(FILTRAN / Transfusion needle equipped with a filter / SAFILTER® PSV set)


ケーススタディ

Case studies



誤使用・操作ミスを防止

Prevention of misuse and mishandling














- ●バイアル接続部の口径・溶解液の充填量はご要望に応じた 設計が可能です。
- *The transfusion needle is not detached from the syringe before the vial is connected to the device and thereby, incorrect administration of solution for dissolution without drug dissolution is prevented.
- *On-demand designs are available for the diameter of the vial-to-device connection part and the filling volume of solution for dissolution.



Draw the dissolved drug into the syringe.





Detach the syringe from the transfusion needle.

溶解完了 Drug dissolution completed.




注射針付き移注針 [TWISTSHOT[®]]


TWISTSHOT® (transfusion needle with injection needle)

1つのデバイスで製剤調製から投与まで対応

Connect a vial to the device


A single device for all steps from drug reconstitution to administration






バイアルと溶解液充填シリンジを デバイスに接続


Connect a vial and a syringe filled with solution for dissolution to the device.




Transfer the solution for dissolution into the vial to dissolve the drug.




- ●バイアル接続部の口径・注射針のサイズ等はご要望に応じた 設計が可能です。
- *All steps from drug reconstitution to administration are completed through consecutive actions by switching the flow path of the solution for dissolution at the transfusion needle.
- *On-demand designs are available for the diameter of the vial-to-device connection part, the needle size, etc.



シリンジに吸引 Draw the dissolved drug into the syringe.



デバイスからバイアル付き移注針を分離 Detach the transfer needle attached with the vial from the device.



投与準備完了 Ready for drug administration.




噴霧投与デバイス Nasal and Oral Spray

注射とは異なる新たな投与方法を実現

A newly developed administration method different from injection



- ◆特殊な機構により、使用者の技量に左右されず一定量を噴霧することが できます。
- ●噴霧量・噴霧角度・粒子径・噴霧回数等、ご要望に応じた設計が可能です。
- *Unique spray mechanism enables to spray a fixed dose irrespective of user's skill level.
- *On-demand designs are available for spray volume, spray angle, particle diameter, spray frequency, etc.





ニプロ独自の技術による

特殊機構 ※特許第5888234号

A unique spray mechanism















プランジャーを90°回転させて ロックを解除 Unlocking by rotating the plunger 90°

薬液を噴霧 Spray the drug solution.

※さらに①、②を繰り返す *Repeat the step (1) and step (2).




developed by Nipro's proprietary technology *Patent No.5888234

ダブルチャンバーシリンジ Dual chamber pre-filled syringe


シングルアクションで製剤調製から投与まで可能

Single action covering all steps from drug reconstitution to administration



投与後(セーフティ機構作動済み)

After drug administration (safety system activated)




針キャップ側をまっすぐ上に向けて、ストップラインまで第2ガスケットを押し進める Point the needle cap straight up and push the second gasket up to the stop line.


- ●2室に分割されたプレフィルドシリンジで、押子(プランジャー)を押す動作 だけで、製剤調製から投与まで行うことができます。
- ●セーフティ機構が組み込まれており、投与後に容易に注射針を収納する ことができます。
- ●粉剤+液剤、液剤+液剤といった、製剤特性に応じた設計が可能です。
- *A pre-filled syringe consisting of separated two chambers covers all steps from drug reconstitution to administration by simply pushing the plunger.
- *A safety system is equipped to store the injection needle safely after drug administration.
- *On-demand designs are available for the dual chambers filled with powder and liquid formulations, liquid and liquid formulations, etc.



手のひらに軽く打ちつけて溶解 Gently bedash the syringe to the palm of hand to dissolve the drug



プライミング後に投与 Administer the drug solution after priming.



セーフティ機構を作動

簡単なステップで煩雑になりがちな現場の作業を 安全かつスムーズに。

Devices to make troublesome steps for drug reconstitution safer and easier with simple operations



トランスファーニードル

Transfer needle





- ○流量やバイアル製剤の種類に合わせて 金属針やプラスティック針を選択
- 製剤のバイアルロ径に合わせて設計可能
- *Possible selection of metal needle or plastic needle according to the flow rate and/or the vial material.
- *On-demand designs are available for the vial diameters.

バイアル×バイアル







嵌合状態を確認 Check if the connection is appropriate.

両頭針構造でバイアル製剤同士を安全・迅速に接続することができます。

Transfusion needle with a double-ended needle structure enables to connect two vials safely and speedy.



2つめのバイアルを接続 Connect the second vial to the device.



移注&溶解
Transfer the solution for dissolution to dissolve the drug.



溶解完了 Drug dissolution completed.



ツートック® Two<u>Tock®</u>






- ●製剤特性に合わせてろ過フィルターや差圧解除構造 などを追加可能
- ●製剤のバイアルロ径に合わせて設計可能
- *Possible addition of filters, pressure-release system, etc. according to the drug properties.
- $\ensuremath{\ast} \mbox{On-demand designs}$ are available for the vial diameters.

バイアルimesシリンジ

5



バイアルとデバイスを接続 Connect a vial to the device.



溶解液充填シリンジをデバイスに接続 Connect a syringe filled with solution for dissolution to the device.

バイアル製剤とシリンジをよりシンプルに接続できます。

A vial and a syringe can be connected easily.



溶解液をバイアルに移注 Transfer the solution for dissolution to the vial.

to the drawing of drug solution into the syringe.



溶解
Dissolution of the drug.

溶解操作からシリンジ吸引まで一つのデバイスで簡単に対応できます。

The single device enables to easily conduct the steps from drug reconstitution




シリンジに薬液を吸引 Draw the drug solution into the syringe.



スリートック® <u>T</u>hree Tock®





- 製剤特性に合わせてろ過フィルターや差圧解除構造 などを追加可能
- 製剤のバイアルロ径に合わせて設計可能
- *Possible addition of filters, pressure-release system, etc. according to the drug properties.
- *On-demand designs are available for the vial diameters.


バイアル×バイアル× シリンジ




バイアルとデバイスを接続 Connect a vial to the device.



2つめのバイアルを接続 Connect the second vial to the device.




移注&溶解 Transfer the solution for dissolution to the vial to dissolve the drug.



空バイアルをデバイスから分離 Detach the empty vial from the device.



シリンジをデバイスに接続 Connect a syringe to the device.



シリンジに薬液を吸引 Draw the drug solution into the syringe.

09

「よりシンプルに、より安全に」

~製剤の調製作業にユーザー目線の改善を実現~

Simpler and safer operation


Much better, user-friendly approach to drug reconstitution











12

11


• Please ask Nipro's staff for details.



材 質 |本 体:PP フィルター:PEs Main body: PP Filter: PEs

トランスファーニードル(TN)と接続し、シリンジへの吸引 をサポートします。ろ過フィルターボールを備えており、製 剤の溶け残りをトラップすることができます。

Connection to transfer needle (TN) facilitates syringe suction. A filter ball traps any residual undissolved drug.



ろ過フィルター付き 移注針 Transfusion needle equipped with a filter

フィルター:PEs

コネクタ:PC

Connector: PC

Metal needle: SUS

金属針:SUS Main body: PC Filter: PEs

フィルター機構により、製剤の溶け残りをトラップしなが ら製剤の吸引や移注をサポートします。



Filter mechanism facilitates drug suction and transfer while trapping any residual undissolved drug.



ろ過フィルター付きコネクタ

セーフィルター PSVセット SAFILTER® PSV set

Filter: PEs Connector: PC Metal needle: SUS

チューブ:PVC フィルター:PEs コネクタ:PC 金属針:SUS Tube: PVC

製剤の溶け残りをトラップするろ過フィルターと、使用 後に安全に針を収納する機構を備えた高機能な翼付針 です。用時溶解タイプの製剤の投与に適しています。

.....



Equipped with a high-performance winged needle, a filter that traps any residual undissolved drug, and a needle retraction mechanism, this device is suitable for a drug that is dissolved at





セーフティ機構

ケーススタディ

Case studies



泡立ちやすい製剤に使用できますか? デバイスを使うことで残液は残りませんか?

Is this device applicable to foamy formulations? Does any liquid remain in the device after use?



たとえば針の穴サイズや角度を調節することで、製剤にゆっくりと滴下し、 溶解スピードをコントロールすることが可能です。またゴム栓の厚みに 合わせて針の長さや形状を調節することで、残液を最小限にすることもで きます。その他、製剤の特性に合わせて、デバイスの設計・開発が可能です。

To avoid saponification, for example, dissolution rate of the solution can be controlled by adjusting sizes and angles of the needle. The amount of the residual solution can be minimized by adjusting length and shape of the needle, depending on the thickness of the rubber plug. Tailor-made designing and development of devices based on the property of medicine are also possible.





開封しやすいパッケージや ユーザーが視認しやすいパッケージにしたい。

We need packages which is easy for users to open and identify.



操作性やユーザー目線での包材選択を行うことで、使いやすく、ユーザー に優しい製品につながり、トータルバリューを高めます。製剤の特徴 や調製操作方法に合わせて、パック、ブリスター、専用ケースなど、最も 適した包装仕様をご提案致します。

Selecting a packaging design based on us operability and usability will make a device user-friendly, and also increase its total values. We propose the most appropriate packaging (ex. bag, blister package, dedicated case), based on characteristics of formulation and preparation methods





製剤に直接接触するデバイスのため、 菌などの汚染が心配です。

We concern about bacterial contamination, because devices come in direct contact with a drug.



製剤調製デバイスは医療機器であり、原材料の受入から製品の出荷ま で一貫した管理体制のもと、クリーンな環境で製造・検査・滅菌され、 高い品質を実現します。また、使用時ではユーザーが針や内面に直接 手で触れないように、保護キャップやカバーをつけることも可能です。

Our drug reconstitution devices as medical devices are assured for high quality through manufacturing, testing and sterilization under clean environment with a total control system covering all process from acceptance of bulk materials to product

In addition, protection caps or covers can be equipped to the devices in order to avoid direct touch to a needle or the inner surface of the device in practical, clinical use

