

D2F® 滅菌済みバイアル

滅菌済みバイアルについて

メリット：滅菌包装されているため即使用可能

製造場所：Nipro Pharmapackaging Germany

滅菌方法：EOG滅菌



D2F® Standard Vial (ネストタイプ)



容量	外径(φ、mm)	全長(mm)	
6ml	22	40	
8ml	22	45	
10ml	24	45	

D2F® LQ Vial (トレータイプ)



容量	外径(φ、mm)	全長(mm)	
10ml	24	45	

D2F® Standard Vials


are packed like D2F® Syringes, only in different nests. Nests and tubs with Tyvek® inserts and lids, packed in breather bags, ready for sterilization.

Tyvek lid

Tyvek insert

Nest

Tub



Welded bag

Breather bag

Sealed tub



D2F[®] Large Quantity Vials

are placed into special trays and the filled trays are covered with a lid and front wall. The closed trays are packed in breather bags. After visual inspection, the trays are sent off for sterilization.

